

CODE:
FB_S-MK-002_5



Auftrags- und Erfassungsbogen zur hygienisch-mikrobiologischen Überprüfung der Desinfektionsleistung von Waschmaschinen

Einsender (Auftraggeber / Einrichtung)

Name, Straße, Ort, Telefonnummer	Entnahmedatum	Entnahmeuhrzeit
	Probennehmer	
	Unterschrift Probennehmer	

Angaben zur Waschmaschine

Hersteller, Typ, Bezeichnung	Art / Grund der Prüfung ☐ Periodische Prüfung ☐ Außerordentliche Prüfung ☐ Reparatur ☐ Prüfung nach Neuaufrstellung
Hersteller Nr./Geräte Nr.	
Standort der Maschine	

Angaben zum geprüften Prozess / Verfahrensparameter

Geprüftes Programm ☐ chemisch-thermisch < 60 °C ☐ chemisch-thermisch ≥ 60 °C ☐ thermisch ≥ 85 °C	Reinigungs-/Waschmittel	Wirkbereich ☐ A (vegetative Bakterien und Pilze) ☐ A/B (vegetative Bakterien, Pilze und Viren)
Art der Wäsche / Textilien ☐ Patienten-/Bewohnerwäsche ☐ Dienst- und Schutzkleidung ☐ Reinigungstextilien ☐ Baumwolltextilien ☐ Mikrofaser-textilien		

☐ Bioindikatoren – Baumwolllappen 10 Bioindikatoren & 1 PK (nicht in Prozess einbringen)

- ☐ PA Blut, Testkeim *E. faecium* mit Keimzahl > 10⁷
☐ PA Blut, Testkeim *S. aureus* mit Keimzahl > 10⁷

☐ Abklatschproben gewaschene Wäsche

Nr.	Art des Textils	Trocknungsgrad Wäsche	
Baird-Parker (milchig-gelb)			
01		☐ trocken	☐ feucht
02		☐ trocken	☐ feucht
03		☐ trocken	☐ feucht
VRBG (violett)			
04		☐ trocken	☐ feucht
05		☐ trocken	☐ feucht
06		☐ trocken	☐ feucht
RODAC (elfenbeinfarben transparent)			
07		☐ trocken	☐ feucht
08		☐ trocken	☐ feucht
09		☐ trocken	☐ feucht

CODE:
FB_S-MK-002_5



Auftrags- und Erfassungsbogen zur hygienisch-mikrobiologischen Überprüfung der Desinfektionsleistung von Waschmaschinen

☐ Abklatschproben Umgebungsuntersuchung

Nr.	Abklatschort
RODAC (elfenbeinfarben transparent)	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

☐ Letztes Spülwasser

Bezeichnung Entnahmetank

(wird vom Labor ausgefüllt)		
Probeneingang	Prüfungsbeginn	Signum Mitarbeiter
<i>Datum / Uhrzeit</i>	<i>Datum / Uhrzeit</i>	
Labor-Nr.	Chargen-Nr. Bioindikator	Verfallsdatum Bioindikator